

Little Wave "Clik"

Patent Pending





Ce n'est pas juste un fauteuil. C'est un membre de votre équipe.

# DESIGNÉ POUR LA *PROCHAINE* GÉNÉRATION

Patent Pending



Voici le fauteuil pédiatrique le plus intuitif que vous n'avez jamais vu.

Un système de réglage conçu pour offrir des options de croissance précises et faciles. C'est un système tellement facile à régler qu'il fournit un positionnement adapté et un accès aux roues pour que votre enfant gagne l'indépendance et la mobilité qu'il souhaite.

Pour la première fois, la croissance est à portée de « Click ».

Le système d'indexation exclusif du Click s'indexe et s'aligne facilement au fur et à mesure que vous optimisez votre ajustement. Il vous fournit juste assez d'aide pour obtenir les meilleurs résultats à chaque fois et ainsi gagner en confiance.



Evoluez et grandissez avec votre enfant

Hauteur, largeur et profondeur de siège, position des roues avant, rembourrage du siège, plaque d'assise... le Click offre le plus grand nombre de réglage possible. Avec toutes ces possibilités, il n'a jamais été aussi facile de répondre aux besoins des enfants.

VOUS ÊTES SEULEMENT À UN "CLIK" DE L'IDÉAL







Elargissez le monde de votre enfant en toute confiance.

# SOYEZ DYNAMIQUE.

Être capable de se déplacer dans l'espace est une phase essentielle dans le développement neurologique. Le défi consiste à maintenir la sécurité et la stabilité. Notre nouvelle roulette anti-bascule centrale dynamique, qui vous permet de régler à la fois l'amplitude et la raideur du ressort, rend cela possible.

Elle convient autant aux plus petits et permet de promouvoir et d'enseigner les compétences d'équilibre et de cabrage donnant la confiance nécessaire pour surmonter les obstacles et les terrains du quotidiens. Soyez dynamique.



La conception unique de l'accoudoir escamotable du Click permet un réglage indépendant de l'angle tout en étant intégré au dossier afin de faciliter la croissance. Votre accoudoir est toujours là où vous en avez besoin.

Le tube transversal augmente la rigidité du Click ce qui rend le fauteuil plus facile à pousser. Les récepteurs intégrés en option occupent moins d'espace pour que vous puissiez tout placer au bon endroit, même la première fois.

Les montures de cadre rétrécies permettent à votre enfant d'avoir l'ajustement dont il a besoin. Plus de place pour la position en abduction, les AFO ou les appareils orthopédiques.



ROUES, PROTÉCTIONS LATÉRALES, CADRES & ACCENTUATION.  
DES MILLIERS DE COMBINAISONS AMUSANTES !



## SPECIFICITÉS

Poids de transit :	12.5 lbs.*	5.67 kg*
Largeur d'assise :	8-16 in.	20-41 cm
Profondeur d'assise:	8-16 in.	20-41 cm
Hauteur de siège avant:	11.5-20 in.	29-51 cm
Hauteur de siège arrière:	11.5-20.5 in.	29-52 cm
Taille des tubes :	1.125 in.	2.85 cm
Poids maximal de l'utilisateur:	165 lbs.	75 kg
WC-19 Transit:	Yes	Yes

*\*Cadre en 12x12" avec dossier arrière réglable 30,5cm, roues avant Poly 4", repose-pied réglable en angle et rembourrage de dossier standard. Sans accoudoirs ni roues arrière.*

